

Staalbehandeling bij BDR registratie en opvolging van eerstegraadsverwanten van patiënten met auto-immune diabetes



Bij voorkeur bloedafname op maandag t.e.m donderdag en onmiddellijke verzending volgens onderstaande richtlijnen

Analyse	Afname tube	Centrifugeren + Afscheiden in Transfertube	Transport t.a.v. Triercentrum UZ Brussel Laarbeeklaan 101 1090 Brussel
---------	-------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

SERUM 4,9ml

Type 1 diabetes
Auto antilichaam panel



ja



Verzending:

- Dag van boedafname
- Per post
- Op kamertemperatuur

EDTA 2,6ml

Type 1 diabetes
Genetische merkers



neen

neen

Verzending:

- Dag van boedafname
- Per post
- Op kamertemperatuur

Staalbehandeling bij BDR registratie en opvolging van eerstegraadsverwanten van patiënten met auto-immune diabetes



Indien bloedafname op vrijdag t.e.m zondag: verzending bij voorkeur op maandag, volgens onderstaande richtlijnen

Analyse	Afname tube	Centrifugeren + Afscheiden in Transfertube	Transport t.a.v. Triercentrum UZ Brussel Laarbeeklaan 101 1090 Brussel
---------	-------------	--------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

SERUM 4,9ml

Type1 diabetes
Auto antilichaam panel



ja



Bewaren -20°C
Verzending:
• Per koerier
• Gekoeld met cool pack

EDTA 2,6ml

Type 1 diabetes
Genetische merkers



neen

neen

Bewaren -20°C
Verzending:
• Per koerier
• Gekoeld met cool pack